

«Фибриноген-тест» набор реагентов для определения содержания фибриногена

ФСР 2010/07800

система открытая, фибриноген, 320 определений

Ренам НПО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	фибриноген
Назначение	для определения концентрации фибриногена в плазме крови кловтинговым методом по Клауссу
Количество определений	320
Фасовка	Тромбин человека, лиофильно высушенный (2 мл/фл.) – 8 флаконов. Плазма-калибратор, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 1 флакон. Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл/фл.) – 1 флакон.

Описание

Принцип метода:
Измеряется время свертывания разбавленной в 10 раз цитратной плазмы крови при добавлении избытка тромбина. В этой системе время образования сгустка фибрина зависит только от концентрации в плазме фибриногена, определяемой по калибровочному графику разведений плазмы-калибратора с установленным содержанием фибриногена.
Один набор предназначен для проведения 320 анализов при расходе 0,05 мл тромбина на один анализ.