

## «Плазма Н» плазма контрольная (пул здоровых доноров)

ФСР 2007/00026

система открытая, контрольная плазма

Ренам НПО, Россия



### Характеристики

|                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система              | открытая                                                                                                                                                                                                                            |
| Параметр определения | контрольная плазма                                                                                                                                                                                                                  |
| Назначение           | для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор                                                                                                                            |
| Фасовка              | Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 3 флакона.<br>Плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза, лиофильно высушенная (1 мл/фл.) – 3 флакона. |

### Описание

Плазма Н предназначена для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор при определении следующих показателей гемостаза в нормальной и патологической областях:

- протромбин по Квику в % от нормы; протромбиновый индекс, %; протромбиновое отношение (Международное Нормализованное Отношение, МНО);
- тромбиновое время, сек;
- активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), сек;
- содержание фибриногена по Клауссу, г/л;
- активность антитромбина III (АТIII), %;
- общая система фибринолиза (XIIa-зависимый фибринолиз), мин.

Плазма Н предназначена для работы, как ручным методом, так и на всех видах полуавтоматических и автоматических коагулометров.

Принцип метода:

Плазма Н анализируется в одной серии измерений с исследуемыми плазмами при выполнении тестов: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, определение концентрации фибриногена, определение активности АТIII и определение активности общей системы фибринолиза по инструкциям, прилагаемым к соответствующим наборам реагентов. Анализируемые параметры контрольного материала должны укладываться в диапазон значений, указанных в паспорте на набор.

Набор предназначен для проведения 120 анализов, при расходе реагентов по 0,05 мл на 1 анализ.