

«Ренампластин» тромбoplastин (из головного мозга кролика) для определения протромбинового времени

РЗН 2019/9124

система открытая, протромбиновое время

Ренам НПО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	протромбиновое время
Назначение	для определения протромбинового времени (ПВ) в плазме венозной крови и расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПИ) и Международного Нормализованного Отношения (МНО), а также для определения протромбина по Квику в % от нормы
Фасовка	ПГ- 5/1: Ренампластин, МИЧ 1,1-1,2 (8 мл/фл.) – 10 флаконов. ПГ- 5/2: Ренампластин, МИЧ 1,1-1,2 (8 мл/фл.) – 3 флакона.

Описание

Принцип метода:

При добавлении к цитратной плазме избытка тканевого тромбoplastина и ионов кальция время образования сгустка фибрина зависит только от активности факторов внешнего и общего пути коагуляции: I, II, V, VII, X.

Ренампластин – водносолевой экстракт высушенной ацетоном ткани головного мозга кролика, стабилизированный и лиофилизированный в присутствии хлорида кальция.

Один набор код ПГ-5/1 предназначен для проведения 800 анализов при расходе 0,1 мл Ренампластина на один анализ.

Один набор код ПГ-5/2 предназначен для проведения 240 анализов при расходе 0,1 мл Ренампластина на один анализ