

«Тромбин-Тест» набор реагентов для определения тромбинового времени

ФСР 2010/07803

система открытая, тромбиновое время, 150 / 200 / 400 определений

Ренам НПО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	тромбиновое время
Назначение	для коагулологического определения тромбинового времени в плазме крови
Количество определений	150 / 200 / 400
Фасовка	Тромбин для определения тромбинового времени – 2 флакона. Стабилизатор (этиленгликоль) – 1 флакон.

Описание

Принцип метода:

Метод основан на определении времени образования фибринового сгустка при добавлении к плазме раствора тромбина необходимой активности.

При расходе 0,1 мл тромбина на один анализ набор предназначен для проведения:

не менее 150 анализов с тромбином активностью 9МЕ/мл или

не менее 200 анализов с тромбином активностью 6МЕ/мл или

не менее 400 анализов с тромбином активностью 3МЕ/мл.