

Кожный клей для ран Dermabond

ФСЗ 2009/04557

длина раны 5-7 / 10-12 / 12-15 / 22-25 см, объем 0.36
мл / 0.5 мл / 0.75 мл, отшелушивание 7-10 дней

Ethicon Inc., США



Характеристики

Стерильный	Да
Длина раны	5-7 / 10-12 / 12-15 / 22-25 см
Объем	0.36 мл / 0.5 мл / 0.75 мл
Самопроизвольное отшелушивание	7-10 дней
Состав	мономерное (2-октилцианоакрилат) соединение и краситель D&C Violet №2 (фиолетовый)

Описание

Кожный клей Dermabond – маловязкий биологический клей для местного применения. Дермабонд в комбинации с внутрикожным швом показан для закрытия кожных ран в общей хирургии, сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, а также в акушерстве и гинекологии.

Основные результаты:

- блокирует проникновение бактерий, вызывающих местные инфекционные процессы;
- обеспечивает отличные косметические результаты.

Описание:

Клей Дермабонд (Dermabond) – стерильный жидкий кожный клей для местного нанесения, содержащий мономерное (2-октилцианоакрилат) соединение и краситель D&C Violet №2 (фиолетовый). Исследованиями *in vitro* установлено, что кожный клей Дермабонд (Dermabond) выполняет функцию барьера на пути микробного проникновения до тех пор, пока адгезивная пленка остается влажной.

Показания:

Кожный клей Дермабонд (Dermabond) предназначен для местного применения, только в целях удержания в контакте легко сопоставимых краев ран, таких как, например, хирургические разрезы и точки введения инструментов при миниинвазивных вмешательствах, а также простые, тщательно очищенные травматические повреждения. Клей Дермабонд (Dermabond) можно использовать в сочетании с глубоким кожным швом, но не вместо него.

Противопоказания:

- не использовать при активной инфекции, гангрене или для лечения пролежневых поражений;
- не использовать на слизистых оболочках или в области кожно-слизистой каймы (например, полость рта или губы) или в зонах, часто подвергающихся воздействию биологических жидкостей или с густым естественным волосным покровом;
- не использовать у пациентов при наличии сведений о гиперчувствительности к цианакрилату или формальдегиду.

Предупреждения:

Кожный клей Дермабонд (Dermabond) не следует наносить:

- при высоком натяжении краев кожи, пока не будет достигнута иммобилизация в ходе заживления или за счет применения других средств закрытия раны (например, швы, кожные скобки);
- если область раны будет подвергаться увлажнению или трению;
- не допускать попадания в глаза.

Варианты исполнения:

Описание	Код	Кол-во в коробке	Объём, мл	Длина раны, см
DERMABOND ProPen XL	APPXL6	6	0.75	22-25
DERMABOND ProPen	APP6	6	0.5	12-15
DERMABOND	АНV12	12	0.5	10-12
DERMABOND Mini	АНVМ12	12	0.36	5-7
DERMABOND Advanced	АНХ6 / АНХ12	6 / 12		