

Аппарат Aquaroll Pro для гидромассажа рук и ног

ФСЗ 2012/12226

гидромассажная / камерная ванна, для верхних конечностей / для нижних конечностей, заполнение вода пресная / стеклянные шарики, полезный объем 3.8 л

Aquaroll SAS, Франция



Характеристики

Вид ванны	гидромассажная / камерная
Тип ванны	для верхних конечностей / для нижних конечностей
Тип заполнения	вода пресная / стеклянные шарики
Полезный объем	3.8 л
Продолжительность процедуры	15 мин

Описание

Принцип работы Aquaroll. При вращении центрифуги Aquaroll осуществляется массаж с помощью воды (~ 35°C) и стеклянных шариков. В зависимости от желаемого результата – увеличивается или уменьшается скорость вращения, а соответственно – сила «удара» и давление). Воздействие Aquaroll: вода - гидротерапия и термотерапия. Стеклянные шарики – прессотерапия и рефлексотерапия. Динамичный гидромассаж (ноги, руки, щиколотки, запястья). Движение – круговой массаж, трение, легкие удары. Значительно увеличивает микроциркуляцию и стимулирует лимфоотток, вначале сужает, затем, за счет массажа, оказывает сосудорасширяющее действие благодаря осуществляемому волновому давлению массы воды и шариков. Общие показания: реабилитационные процедуры после вывихов, переломов, занятий спортом (в т.ч. профессиональный спорт), ожогов, воспалений и болезненных шрамов (в т.ч. келоидных образований). Постхирургическое восстановление чувствительности нервных окончаний. Лечение ревматизма (ревматоидный полиартрит, ризартроз, псориазный артрит, вальгусная деформация большого пальца стопы и т.д.). Неврологические нарушения: периферическая нервная система: синдром запястного канала (онемение, боли, непроизвольное сгибание руки, отеки), гипералгия рук и стоп, сильные очаговые боли, алгодистрофия. Центральная нервная система: после серьезных повреждений конечностей – синдром «отторжения», при проявлении спастических синдромов различного происхождения (непроизвольное движение конечностей, непроизвольное сокращение мышц, либо – наоборот – атрофия). После прохождения курса процедур специалистами отмечена «реинтеграция» конечностей, восстановление и усиление чувствительности и трофики тканей. MCP (мышечно-скелетные расстройства): восстановление подвижности конечностей, тендиниты, синдром запястного канала. Скорость вращения может изменяться в процессе работы аппарата. Средняя продолжительность процедур – 10 – 15 мин.