

Автоматическая установка окраски по Граму PREVI™ Color Gram

ФСЗ 2010/07602

цитоцентрифуга, окраска по Граму,
производительность 120 / 300 стекол/ч, графический
индикатор

BioMerieux, Франция



Характеристики

Тип	цитоцентрифуга
Метод окраски	Граму
Производительность	120 / 300 стекол/ч
Емкость загрузочного устройства	12 / 30 стекол
Режимы работы	рабочий / промывка / технологический
Индикатор	графический
Реактивы	- PREVI™ Color Gram NOZZLE CLEANING SOLUTION (2.5L) - PREVI™ Color Gram раствор для чистки сопел (2.5 л) - PREVI™ Color Gram ACETONE SAFRANIN SOLUTION-RA1 - PREVI™ Color Gram раствор сафранина - PREVI™ Color Gram SAFRANIN SOLUTION -RA2- PREVI™ Color Gram раствор сафранина - PREVI™ Color Gram ACETONE FUCHSIN SOLUTION - RA3 PREVI™ Color Gram ацетоновый раствор фусцина - PREVI™ Color Gram FUCHSIN SOLUTION - RA4- PREVI™ Color Gram раствор фусцина - PREVI™ Color Gram IODINE SOLUTION - RB- PREVI™ Color Gram раствор йода - PREVI™ Color Gram CRYSTAL VIOLET SOLUTION - RC- PREVI™ Color Gram раствор кристаллического фиолетового
Размер	255×585×560 мм
Вес	15.5 кг

Дополнительные характеристики

Прибор PREVI® Color Gram предназначен для окраски мазков на предметных стеклах по Граму. Окраска мазка по Граму помогает установить предварительный диагноз и предварительно классифицировать возбудителей болезни.

Химический механизм дифференциации клеток по методу Грама основывается на различной проницаемости клеточных стенок для комбинации кристаллического фиолетового красителя и йода. В результате окрашивания грамположительные микроорганизмы становятся синего или черного цвета, а грамотрицательные микроорганизмы — розового или красного цвета.

Ключевые характеристики прибора PREVI® Color Gram:

- расходование минимального количества реагентов;
- быстрое окрашивание;
- высокая производительность (до 30 стекол одновременно);
- программная память;
- сенсорный интерфейс;
- автоматический цикл очистки каждой насадки для распыления реагентов
- девять уровней обесцвечивания на выбор;
- отдельная емкость, подающая трубка, насос и насадка для распыления для каждого реагента;
- регулируемый уровень автоматического спиртового закрепления образцов;
- контроль уровня реагентов и отходов.