

Бандаж онкологический Крейт М-101

ФСР 2010/09776

бандаж, послеоперационный, застежка контакт, цвет белый

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

Бандаж онкологический Крейт М-101 после мастэктомии

Воздействие:

- обеспечивает необходимую степень фиксации послеоперационного шва, защищает его от нежелательного воздействия (травмирования);
- ускоряет заживление послеоперационных ран;
- обеспечивает лучший отток крови, лимфы, межтканевой жидкости;
- уменьшает отеки и купирует болевые ощущения.

Показания к применению:

- реабилитационный период после мастэктомии.

Особенности конструкции:

- бандаж может быть правый/левый (правый - после удаления правой молочной железы, левый - после удаления левой молочной железы);
- изготовлен из эластичного гипоаллергенного материала, внутренняя сторона изделия - хлопок;
- бандаж имеет анатомическую форму и незаметен под одеждой;
- две застежки спереди позволяют обеспечить необходимую степень компрессии на оперированной стороне и комфорт на здоровой;
- широкие бретели не нарушают лимфоток, фиксируются на Velcro, позволяющую регулировать степень компрессии и посадку изделия;
- состав: 35% полиамид, 14% эластан, 35% хлопок, 16% полипропилен.

Инструкция по применению:

- надеть бандаж, расположить грудь в специальном отверстии;
- отрегулировать степень компрессии при помощи двух застежек на липучках спереди;
- отрегулировать по высоте бретели.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия.