

Бандаж онкологический Крейт М-201

ФСР 2010/09776

бандаж, послеоперационный, застежка контакт, цвет бежевый

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Фиксация	застежка контакт
Цвет	бежевый

Дополнительные характеристики

Бандаж онкологический послеоперационный Крейт М-201 после мастэктомии разработан с учетом рекомендаций хирургов-онкологов Ленинградского областного онкологического диспансера. При выборе бандажа после операции измерьте обхват груди таким образом, как будто грудь не удалена.

Воздействие:

- обеспечивает необходимую степень фиксации послеоперационного шва, защищает его от нежелательного воздействия (травмирования);
- ускоряет заживление послеоперационных ран;
- обеспечивает лучший отток крови, лимфы, межтканевой жидкости;
- уменьшает отеки и купирует болевые ощущения.

Показания к применению:

- реабилитационный период после мастэктомии.

Особенности конструкции:

- бандаж может быть правый/левый (правый - после удаления правой молочной железы, левый - после удаления левой молочной железы);
- изготовлен из эластичного гипоаллергенного материала, внутренняя сторона изделия - хлопок;
- бандаж имеет анатомическую форму и незаметен под одеждой;
- трехрядная застежка на крючках позволяет подогнать изделие точно по фигуре с необходимой компрессией;
- широкие бретели не нарушают лимфоток, фиксируются на Velcro, позволяющую регулировать степень компрессии и посадку изделия;
- 2 съемные стяжки обеспечивают необходимое давление в зоне хирургического вмешательства;

- бандаж имеет мягкую чашку в области здоровой груди4
- состав: 35% полиамид, 10% эластан, 30% хлопок, 10% полиэфир, 10% латекс, 5% полипропилен.

Инструкция по применению:

- надеть бандаж, отрегулировать степень компрессии с помощью трехрядной застежки на крючки спереди;
- отрегулировать по высоте бретели;
- зафиксировать 2 съемные стяжки при помощи застежек-липучек.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия.