

Бандаж послеоперационный Крейт Б-343

ФСР 2009/04988

бандаж, послеоперационный, застежка контакт, цвет
белый / черный

Крейт ООО, Россия



Характеристики

Тип	бандаж
Назначение	послеоперационный
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый / черный

Дополнительные характеристики

Бандаж послеоперационный Крейт Б-343

Воздействие:

- создает оптимальные условия для отведения кишечного содержимого или мочи;
- фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения;
- снижает риск возникновения болевых ощущений или зуда;
- предупреждает образование грыж.

Показания к применению:

- реабилитация пациентов со стомой в послеоперационный период;
- реабилитация пациентов в послеоперационном периоде, при использовании дренажных приспособлений;
- профилактика образования грыж в области стомы.

Особенности конструкции:

- бандаж имеет форму обычных нательных трусов и не выделяется под одеждой;
- выполнен из эластичного воздухопроницаемого полотна;
- отверстие под стому можно вырезать самостоятельно там, где это необходимо. Края вырезанного отверстия, за счет специальной вязки трикотажного полотна, не распускаются как при носке, так и при стирке изделия;
- фиксация моче- или калоприемника, передняя деталь бандажа имеет дополнительную деталь с застежкой-липучкой Velcro;
- ластовица расстегивающаяся, что дает возможность не снимать изделие при походе в туалет;
- состав: 80% полиамид; 5% хлопок; 15% эластан; ластовица: 100% хлопок.

Инструкция по применению:

- на передней детали бандажа необходимо вырезать отверстие для стомы;
- измерьте гибким сантиметром диаметр стомы;
- вырежьте шаблон так, чтобы его диаметр был на 10-15 мм больше стомы;
- приложите шаблон в нужном месте и обведите его по контуру;
- примерьте бандаж и вырежьте отверстие;
- обработка края не требуется;
- наденьте бандаж, через отверстие выведите емкость калоприемника или дренажа наружу;
- зафиксируйте положение поддерживающей деталью.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов изделия.