

## Средство дезинфицирующее Детро Актив

СГР KZ.16.01.99.002.E.000304.04.19

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация, гранулы, основное АДВ надуксусная кислота, рабочий раствор 1.5 суток, срок годности 2 года, фасовка 2.5 кг

Detrox, Турция



### Общие параметры

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение                      | дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация                                |
| Форма выпуска                   | гранулы                                                                                              |
| Основное АДВ                    | надуксусная кислота                                                                                  |
| Состав                          | перкарбонат натрия - 50%, ТАЭД (тетраацетилэтилендиамин) - 25%, ферменты (протеаза, амилаза, липаза) |
| Срок годности рабочего раствора | 1.5 суток                                                                                            |
| Срок годности концентрата       | 2 года                                                                                               |
| Фасовка                         | 2.5 кг                                                                                               |

### Дезинфекция поверхностей (режимы)

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Бактерицидный   | 0.1% - 60 мин / 0.25% - 30 мин / 0.5% - 15 мин / 2.0% - 5 мин |
| Вирулицидный    | 0.25% - 60 мин / 0.5% - 30 мин / 1.0% - 15 мин / 2.0% - 5 мин |
| Туберкулоцидный | 0.25% - 60 мин / 0.5% - 30 мин / 1.0% - 15 мин                |

### Дезинфекция ИМН (режимы)

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Вирулицидный (ИМН + ПСО)    | 0.5% - 20 мин / 1.0% - 10 мин / 2.0% - 5 мин  |
| Туберкулоцидный (ИМН + ПСО) | 0.5% - 20 мин / 1.0% - 10 мин / 2.0% - 15 мин |

### ДВУ и стерилизация (режимы)

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Дезинфекция высокого уровня | 1.0% - 10 мин / 2.0% - 5 мин |
| Стерилизация                | 1% - 30 мин / 2% - 15 мин    |

## Дополнительные параметры

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Особо опасные инфекции  | Да |
| Биологические выделения | Да |
| Кровь в сгустках        | Да |

## Дополнительные характеристики

---

**Детро Актив** (Detro Aktiv) – универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом.

### Описание:

- **Гранулированный порошок** для приготовления раствора.
- Содержит в своем составе перкарбонат натрия, ТАЭД и ферментный комплекс (содержащий смесь панкреатических и бактериальных ферментов).
- Основным активно действующим веществом является **надуксусная кислота**.

### Режимы обработки эндоскопов и инструментов:

- очистка и дезинфекция: 0.5% - 20 мин, 1% - 10 мин, 2% - 5 мин;
- ДВУ: 1% - 10 мин, 2% - 5 мин;
- стерилизация: 1% - 30 мин, 2% - 15 мин;
- ПСО: 0.5% - 10 мин.

**Активация:** 10 минут (раствор рекомендуется применять после процесса активации через 10 минут).

### Срок годности:

- рабочего раствора - 1.5 суток (36 часов);
- средства - 2 года.

### Антимикробная активность:

- бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- вирулицидная;
- фунгицидная;
- спороцидная.

### Свойства:

- Очистка, дезинфекция и стерилизация.
- Эффективная очистка благодаря наличию амилалитических, протеолитических и липолитических ферментов.
- Растворы средства **не портят изделия медицинского назначения** из различных, в том числе термолабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозионно-нестойких сталей.
- Растворы средства **не фиксируют органические загрязнения** на обрабатываемых изделиях.

### Применение:

- Очистка и дезинфекция поверхностей, аппаратуры и оборудования.
- Дезинфекция, совмещенная с очисткой медицинских изделий и эндоскопов.
- Обеззараживание инфицированных пищевых и медицинских отходов класса Б и В.

- Обеззараживание воздуха, систем вентиляции и кондиционирования.
- Обработка объектов пораженных плесенью.
- Обеззараживание и стрика белья.
- ДВУ эндоскопов.
- Дезинфекция и стерилизация медицинских изделий и эндоскопов.