

Средство дезинфицирующее Детроцид Энзим

СГР KZ.16.01.99.002.E.000360.04.19

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО, концентрат, основное АДВ ЧАС, рабочий раствор 30 суток, срок годности 5 лет, фасовка 1 л / 5 л

Detrox, Турция



Общие параметры

Назначение	дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО
Форма выпуска	концентрат
Основное АДВ	ЧАС
Состав	дидецилдиметламмония хлорид - 6.0%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин - 3.0%, бензалкониум хлорид - 8.0%, энзимный комплекс (амилаза, липаза, протеаза) 3-5%
Срок годности рабочего раствора	30 суток
Срок годности концентрата	5 лет
Фасовка	1 л / 5 л

Дезинфекция поверхностей (режимы)

Бактерицидный	0.1% - 90 мин / 0.25% - 60 мин / 0.5% - 30 мин / 2.0% - 15 мин / 4.0% - 5 мин
Вирулицидный	0.25% - 90 мин / 0.5% - 60 мин / 1.0% - 30 мин / 1.5% - 15 мин
Туберкулоцидный	2.0% - 60 мин / 4.0% - 30 мин

Дезинфекция ИМН (режимы)

Вирулицидный (ИМН + ПСО)	2.5% - 30 мин / 3.0% - 15 мин
Туберкулоцидный (ИМН + ПСО)	2.5% - 30 мин / 3.0% - 15 мин

Дополнительные параметры

Дерматофиты	Да
Особо опасные инфекции	Да
Биологические выделения	Да
Кровь в сгустках	Да

Дополнительные характеристики

Детроцид Энзим (Detrocid Enzym) – концентрированное ферментосодержащее средство для очистки и дезинфекции поверхностей и изделий.

Срок годности:

- рабочего раствора - 30 суток;
- концентрата - 5 лет.

Антимикробная активность:

- бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- вирулицидная;
- фунгицидная.

Свойства:

- Универсальное дезинфицирующее средство с моющим эффектом и широким спектром назначений.
- Средство хорошо смешивается с водой.
- Концентрат и рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны.
- Растворы средства не портят обрабатываемые поверхности, не обесцвечивают ткани, не фиксируют органические соединения, не вызывают коррозии металлов.
- Средство **не совместимо** с мылами, анионными поверхностно-активными веществами и синтетическими моющими средствами.
- Средство активно **уничтожает биологические пленки** грамположительных и грамотрицательных бактерий на абиотических поверхностях.

Применение:

- Очистка и дезинфекция поверхностей, аппаратуры и оборудования.
- Дезинфекция, совмещенная с очисткой медицинских изделий и эндоскопов.
- Обеззараживания инфицированных пищевых и медицинских отходов класса Б и В.
- Обеззараживания воздуха, систем вентиляции и кондиционирования.
- Обработка объектов пораженных плесенью.