

Фиксирующий ортез голеностопного сустава ORTEX 06C

ФСЗ 2010/08003

ортез, для нижних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой, размер от 23 см до 32 см

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	трикотажное полотно
Размер	от 23 см до 32 см

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез предназначен для лечения и долечивания травматических состояний в области голеностопа, например, состояний после переломов лодыжки, после тяжелых дисторсий в области голеностопа с дистензией связок. С помощью прилагаемого эластичного ремешка с текстильной застежкой вы можете сделать фиксацию в виде восьмерки, что значительно увеличит жесткость. Изделие достаточно тонкое и в большинстве случаев войдет в более просторную обувь, например спортивную. Изделие не рпредназначено для спортивного применения.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: В основе изделия — эластичный текстильный трикотаж. Крепкое прикрепление ортеза на щиколотке обеспечивается текстильными застежками. По бокам ортеза в текстильных карманах расположены профилированные пластиковые усилители. Кроме этого, с помощью прилагаемого эластичного ремешка с текстильной застежкой вы можете сделать фиксацию в виде восьмерки. Ортез изготавливается для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная — сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима. При стирке необходимо вынуть все усилители. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.