

Жгут-турникет Медплант ЖК-01

РЗН 2014/2113

для остановки кровотечений, турникет, многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 95 см, ширина 50 мм

Медплант ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для остановки кровотечений
Вид	турникет
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	95 см
Ширина	50 мм

Дополнительные характеристики

Жгут кровоостанавливающий (турникет) ЖК-01-Медплант с циферблатом предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов нижних и верхних конечностей.

Преимущества:

- Жгут обеспечивает равномерное сдавливание, дозированную компрессию и **не травмирует** кожу и ткани.
- Конструкция жгута максимально упрощена, его легко можно наложить самостоятельно **одной рукой**, приложив при этом минимальное физическое усилие.
- Время наложения жгута – менее 15 секунд.
- Создает **минимальные** болевые ощущения.
- Минимальный вес и размеры жгута позволяют поместить его в любую индивидуальную аптечку.
- **Циферблат** позволяет установить время наложения жгута.

Способ наложения жгута

Свободный конец ленты продевают в пряжку и образуют петлю для наложения ее на конечность, петля предварительно затягивается на конечности и фиксируется с помощью застёжки «велькро» (к телу пациента должна прилегать гладкая поверхность ленты). Затем с помощью рычага затяжного механизма производится наматывание строп на оси катушки и дозатяжка жгута до полной остановки кровотечения.

Доступен в двух видах сложения. От сложения зависят габариты жгута в сложенном виде:

Вид сложения	Габариты (д×ш×в), мм
1	140×50×53 ± 20
2	110×50×60 ± 20