

Губка гемостатическая желатиновая Mascia Brunelli Cutanplast

РЗН 2014/1560

губка / порошок, желатин, рассасывается, 10×10×10 мм / 20×60×7 мм / 20×80×10 мм / 30×30×10 мм / 50×30×10 мм / 75×50×1 мм / 75×50×10 мм / 80×30 мм / 80×20×10 мм / 80×50×10 мм / 125×80×10 мм / 200×70×0.5 мм, вес 1 г



Mascia Brunelli S.p.A., Италия

Характеристики

Форма выпуска	губка / порошок
Состав	желатин
Рассасывается	Да
Размер	10×10×10 мм / 20×60×7 мм / 20×80×10 мм / 30×30×10 мм / 50×30×10 мм / 75×50×1 мм / 75×50×10 мм / 80×30 мм / 80×20×10 мм / 80×50×10 мм / 125×80×10 мм / 200×70×0.5 мм
Вес	1 г

Дополнительные характеристики

Губка Cutanplast прикладывается непосредственно на поврежденную область, если необходимо - с небольшим надавливанием. Губка прикладывается к промытой ране в сухом виде, либо предварительно смочен в стерильном физиологическом растворе, при наложении немного надавить, пока не произойдет сцепление фибрина. Может быть оставлен на месте или убран после остановки кровотечения. Продукт полностью абсорбируется в течение примерно от 2-х до 3-х недель. Размер губки Cutanplast, который необходимо использовать, пропорционален размеру места кровотечения. Cutanplast разрезается стерильными ножницами, но не рвется и не ломается. Губка имеет меньшую клейкость по сравнению с марлевыми тампонами.

Специальная пористая структура губки активирует действие тромбоцитов на этапе агрегации сосудов. Высокая степень биоинертности и впитываемости оказывают эффективное кровоостанавливающее действие.

Особенности CUTANPLAST:

- полностью абсорбируем при оставлении в области поражения;
- не токсичен;
- не вызывает аллергических реакций;
- имеет нейтральный pH;
- поглощает кровь в объеме, превышающем 50-кратный собственный вес;

- может использоваться сухим;
- может быть пропитан стерильным физиологическим раствором или антибиотиком;
- реабсорбируется в течение нескольких недель;
- может быть разрезан на желаемый формат и размер;
- снижает время хирургического вмешательства;
- останавливает кровотечение;
- прост в применении;
- практичен;
- безопасен;
- руководство.

Не использовать Cutanplast для пациентов, имеющих аллергию на свиной желатин.

Не использовать на зараженных ранах.

Желатин - 99.3%, лаурилсульфата натрия (0.7%).

Размеры:

CUTANPLAST Standard 70x50x10 мм

CUTANPLAST Special 70x50x1 мм

CUTANPLAST Anal 80x30ø мм

CUTANPLAST Dental 10x10x10 мм

CUTANPLAST Film 200x70x0.5 мм

CUTANPLAST Dial 30x30x10 мм

CUTANPLAST Small 50x30x10 мм

CUTANPLAST Large 125x80x10 мм

CUTANPLAST 20x60 20x60x7 мм

CUTANPLAST 80x20 20x80x10 мм

CUTANPLAST 80x50 80x50x10 мм

CUTANPLAST POWDER - 1 г

Срок годности - 5 лет.