

Игла MDL Repo Mark для локализации опухоли

ФСЗ 2012/13006

ручная, локализация опухоли, размер 20G, длина 5 см / 7 см / 10 см / 12 см / 15 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

M.D.L. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	локализация опухоли
Размер	20G
Длина	5 см / 7 см / 10 см / 12 см / 15 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла MDL Repo Mark - инновационная дооперационная игла-маркер **с возможностью переустановки** для локализации не пальпируемых образований молочной железы. Отличительной особенностью является **крючок в форме буквы J**, изготовленный из **обладающей «памятью» стали**.

Характеристики:

- Канюля сделана из марки стали AISI 304 с кончиком типа Ланцет, что предупреждает чрезмерную деформацию иглы и максимально увеличивает точность введения.
- Сантиметровая маркировка и стопер глубины введения.
- Прозрачный Луэр-коннектор.

Очередность действий при использовании:

1. Введите иглу в молочную железу и локализуите узел.
2. Протолкните крючок, пытаясь достичь искомого положения локализатора в ткани. При необходимости перемещайте локализатор без ограничений.
3. После достижения правильного расположения локализатора в ткани, нажмите на кнопку на рукояти, таким образом разблокировав локализатор.
4. Потяните рукоять назад и освободите локализатор.
5. Зафиксируйте локализатор клипсой.

Игла поставляется с **клипсой**, которая служит для фиксации проводника к коже с целью избежать смещение локализатора при транспортировке пациентки в операционную.



Размеры:

- Диаметр: 20G (0.9 мм)
- Длина: 5 см / 7 см / 10 см / 12 см / 15 см / 20 см.

Доступен вариант иглы **Repo MarK K** со специальным хабом SlimLine для использования при стереотаксической маркировке (артикул PRK).

Опционально поставляется с **протектором канюли**, призванным защитить проводник во время манипуляций (артикул PRT / PRKT).