

Игла Sterylab MAMMOREP для локализации в молочной железе

РЗН 2017/6356

ручная, локализация опухоли, размер 20G / 21G,
длина 6 см / 9 см / 11 см / 15 см, метки глубины
введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

STERYLAB s.r.l., Италия



Характеристики

Тип иглы	ручная
Назначение	локализация опухоли
Размер	20G / 21G
Длина	6 см / 9 см / 11 см / 15 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

Игла Sterylab MAMMOREP - традиционная игла для локализации объекта в молочной железе.

Принцип работы:

1. Используется после проведения биопсии в молочной железе при установлении злокачественности и подтверждении необходимости удаления опухоли с помощью хирургического вмешательства. Для удаления опухоли, специалисту необходимо точно определить размеры и расположение опухоли в груди.
2. MAMMOREP состоит из внешней канюли с внутренней металлической нитью вместо мандрена. С помощью УЗИ или КТ локализатор вводится в грудь пациента и достигает опухоли.
3. После подтверждения правильности местонахождения локализатора относительно опухоли с помощью контрольных снимков вытягивается внешняя канюля, оставляя в груди только металлическую нить, конец которой выступает из груди.
4. В таком положении пациент отправляется на операцию по удалению опухоли, в ходе которой производится разрез вдоль нити.

Характеристики:

- Легкочитаемый сантиметровый маркер для точного размещения иглы.
- Скользящий стопор глубины.
- Провод имеет метки, чтобы лучше управлять размещением.
- Стерильные, однократного использования.

Типы провода:

- **MAMMOREP N (Normal)** - имеет кончик **в форме буквы V**, не может быть перемещена.

При обнаружении неправильного расположения после освобождения металлической нити потребуется применение нового инструмента и повторного расположения в груди пациента рядом с неправильно расположенным, так как металлическая нить может быть удалена только с помощью хирургического вмешательства.

- **MAMMOREP Z (Zeta)** - имеет кончик **в форме буквы N**, не может быть перемещена.

Данный вид иглы лучше фиксируется в ткани, минимизируя смещение вперед кончика иглы и выход его за пределы опухоли, тем самым предотвращая риск вырезать ошибочную часть опухоли.



MAMMOREP может выпускаться в **модификации PLUS+**: игла изготовлена из стали ECHONOX для оптимального наблюдения за размещением иглы под ультразвуковым контролем.

Размеры:

- Normal - 21G (0.8 мм) - длина 6 / 9 / 11 / 15 см.

- Zeta - 20G (0.9 мм) - длина 6 / 9 / 11 / 15 см.

В упаковке: 25 шт.