

Тест Бови-Дика 3M Comply 00135LF

ФСЗ 2011/09162

химический, ПАР, тест Бови-Дика, 2 класс, 134°C - 3.5 мин

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Тест Бови-Дика	Да
Класс	2 класс
Режимы	134°C - 3.5 мин

Описание

Тестовый пакет Боуи-Дика контролирует правильное удаление воздуха из паровых стерилизаторов форвакуумного типа.

Описание.

Тест-пакет **состоит из двух индикаторных листов**, расположенных внутри пористого материала (пачки бумажных листов, картона, поролона), обернутого одноразовой упаковочной бумагой голубого цвета:

- основной индикаторный листок (индикаторный листок с полосками);
- листок раннего обнаружения (с индикаторной точкой).

Для гарантии эффективного удаления воздуха из камеры, на листы нанесены светло-желтые полосы (точка), которые после обработки становятся темно-коричневыми/черными.

При утечке воздуха в центре тестового листа будет заметна светлая область.

Не содержит свинца!

Использование.

- Разместите пакет в горизонтальном положении на самой низкой полке около водостока в уже нагретом до температуры 132-134°C пустом стерилизаторе.
- Стерилизатор должен работать 3.5 мин. при температуре 132-134°C (режим контроля откачки воздуха).
- Стерилизаторы, в которых тестовые листы показывают неоднородную цветовую окраску. должны быть переданы в ремонтную службу. После ремонта рекомендуется проводить три последовательных цикла с тестовыми пакетами и допускать оборудование в эксплуатацию только при условии однородного изменения цвета всех трех тестовых пакетов.

В дополнение к основному, **лист раннего обнаружения** определяет проблему раньше. Благодаря этому можно заблаговременно выявить начинающиеся неполадки в работе стерилизатора, не дожидаясь, пока оборудование выйдет из строя. На листе раннего обнаружения нанесена индикаторная точка, которая меняет свой цвет с желтого на темно-коричневый/черный после обработки в стерилизаторе немного раньше, чем основной индикаторный лист.

Преимущества.

- Чувствительность - тест содержит чувствительный высококачественный химический индикатор для ежедневного контроля утечки воздуха и недостаточности вакуума.
- Простота - готовые тестовые пакеты позволяют экономить рабочее время персонала и избежать ошибки при изготовлении тестовой упаковки персоналом на рабочем месте.
- Удобство - тестовые пакеты запечатаны в компактные пластиковые упаковки.
- Легко читать и контролировать - четкое изменение цвета индикатора после обработки позволяет проводить оценку визуально. Листы индикатора могут быть занесены в отчет проверки качества.

Помните! Проникновение стерилизующего агента будет недостаточным в случае наличия воздуха или неконденсирующихся газов внутри загрузки, возникающего как из-за неудовлетворительного удаления воздуха или негерметичной камеры, так и из-за поступления данных газов в стерилизатор через систему подачи пара.