

Индикатор паровой стерилизации 3M Comply 1250

ФСЗ 2011/11248

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121-134°C,
внутри упаковки

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Температура	121-134°C
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Химический индикатор 3M Comply 1250 представляет собой бумажную полосу шириной 1.6 см и длиной 20.4 см с напечатанной на поверхности индикаторной краской, которая изменяет цвет с почти белого на темно-коричневый/черный после экспонирования паровым методом стерилизации. Это происходит, когда пар проникает в точку размещения полосы (обычно это центр упаковки).

Внутренний химический индикатор должен применяться внутри каждой стерилизуемой упаковки.

Химический индикатор предназначен для использования **во всех типах паровых стерилизаторов для всех режимов** от 121 до 134°C.

Не применяйте 1250 в этилен-оксидных и в сухо-воздушных стерилизаторах.

Каждая полоска перфорирована в центре и легко разделяется на два коротких индикатора.

Инструкции по применению.

- Поместите индикаторную полосу в каждый пакет или контейнер, подлежащий паровой стерилизации.
- Поместите химическую индикаторную полосу в каждом углу или как минимум в двух противоположных углах твердого контейнера для гарантированного проникновения пара в наиболее труднодоступные места.
- После обработки линия химического индикатора станет темной (или темнее) как соответствующий блок в центре индикаторной полосы.

Предупреждение.

Не размещайте индикаторную полоску в непосредственной близости с металлом. При определенных стерилизационных условиях (например, мокрый пар) возможно окрашивание/перемещение краской. Не применяйте загрязненные индикаторной краской инструменты.

Хранение.

Храните в сухом (менее 50% относительная влажность), защищенном от света месте при комнатной температуре (15-30 °C).