

Индикатор этиленоксидной стерилизации 3M Comply 1251

ФСЗ 2011/11248

химический, ЭО, 4 класс, внутри упаковки

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ЭО
Класс	4 класс
Размещение индикатора	внутри упаковки

Описание

Химический индикатор 1251 представляет собой бумажную полоску шириной 1.6 см и длиной 20.4 см с напечатанной на поверхности индикаторной краской, которая изменяет цвет с темно-красного на зеленый после экспонирования этилен-оксидным методом стерилизации. Это происходит когда газ проникает в точку размещения полоски (обычно это центр упаковки).

Внутренний химический индикатор должен применяться внутри каждой стерилизуемой упаковки.

Индикатор предназначен для использования **во всех типах этилен-оксидных стерилизаторов**.

Не применяйте 1251 химический индикатор в паровых и сухо-воздушных стерилизаторах.

Каждая полоска перфорирована в центре и легко разделяется на два коротких индикатора.

Инструкции по применению.

- Поместите индикаторную полоску в каждый пакет или контейнер, подлежащий этилен-оксидной стерилизации.
- Поместите индикаторную полоску в каждом углу или как минимум в двух противоположных углах твердого контейнера для гарантированного проникновения пара в наиболее труднодоступные места.

Предупреждение.

Не размещайте индикаторную полоску в непосредственной близости с металлом. При определенных стерилизационных условиях (например, мокрый пар) возможно окрашивание/перемещение краской.

Не применяйте загрязненные индикаторной краской инструменты.

Хранение.

Храните в сухом (менее 50% относительная влажность), защищенном от света месте при комнатной температуре (15-30°C).