

Инфузионный набор Medtronic MiniMed Quick Set

ФСЗ 2011/10169

набор инфузионный, трубка / канюля / заглушка,
канюля тефлоновая, длина канюли 6 / 9 мм, длина
трубки 46 / 60 / 80 / 110 см, угол введения 90, с
разъединением у порта

Unomedical A/S, Дания



Характеристики

Тип	набор инфузионный
Состав	трубка / канюля / заглушка
Канюля	тефлоновая
Длина канюли / иглы	6 / 9 мм
Длина трубки	46 / 60 / 80 / 110 см
Угол введения	90
Высота надкожной части канюли	8 мм
Разъединение у порта	Да

Описание

Инфузионная система Медтроник МиниМед Квик Сет – это одноразовое инфузионное устройство для подкожного введения инсулина, подаваемого из резервуара помп серии Paradigm (MMT-754 и другие). Продолжительность использования 48-72 часа.

Длина трубочки: от 46 до 110 см.

Длина канюли: 6 и 9 мм.

Особенности катетера Квик Сет

- Разъем «Luer» с универсальной правосторонней резьбой
- Устанавливается под углом 90 градусов по отношению к коже
- Высота надкожной части канюли: 8 мм
- Мягкая тефлоновая канюля конусообразного типа
- Соединительная трубочка с замком-защелкой отсоединяется от канюли в месте крепления к коже
- Работает с Quick-Serter для обеспечения оптимальной установки

Состав набора:

- мягкая канюля, снабженная фиксирующей липкой лентой и иглой для установки;
- трубка с соединительным элементом;
- заглушка.

Использование инфузионного набора Квик Сет

Чтобы осуществить подачу инсулина, нужно ввести канюлю катетера под кожу при помощи проводящей иглы, которая после установки канюли вынимается и утилизируется. Затем закрепить канюлю с помощью самоклеящегося слоя. Канюля имеет специальную защиту для безопасной утилизации. К канюле подсоединена тонкая трубка, через которую постоянно поступает инсулин из помпы.

Модели

Артикул	Длина канюли	Длина трубки
Quick-Set MMT-394	6 мм	46 см
Quick-Set MMT-399	6 мм	60 см
Quick-Set MMT-387	6 мм	80 см
Quick-Set MMT-398	6 мм	110 см
Quick-Set MMT-397	9 мм	60 см
Quick-Set MMT-386	9 мм	80 см
Quick-Set MMT-396	9 мм	110 см