

Кассета стерилизационная Sterrad NX

ФСЗ 2010/06764

для стерилизаторов STERRAD, штрихкод, количество циклов 5, в упаковке 5 шт.

Advanced Sterilization Products, США



Характеристики

Для стерилизаторов	STERRAD
Штрихкод	Да
Количество циклов	5
В упаковке	5 шт.

Дополнительные характеристики

Кассеты предназначены для использования только в соответствующей модели стерилизатора STERRAD® в качестве источника действующего вещества. Кассета размещается в специальном отсеке стерилизатора и автоматически загружается внутрь системы. В начале каждого цикла система автоматически прокалывает ячейку. В каждом цикле последовательно используются 2 ампулы. Кассеты рассчитаны на определенное количество циклов (5 -в STERRAD® 50, 100S, NX, 100 NX, 2 -в STERRAD® 200).

Кассета STERRAD® представляет собой пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет.

Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59.5 % раствор пероксида водорода.

На картонную коробку каждой кассеты нанесен химический индикатор в виде полосы желтого цвета. В случае утечки пероксида водорода желтый цвет индикаторной полосы меняется на красный. Такие кассеты не подлежат использованию, их утилизируют как химические отходы с соблюдением правил, установленных в ЛПУ.

Кассета предназначена для размещения в кассетном отсеке стерилизатора и рассчитана на проведение 5 циклов стерилизации в STERRAD® NX.

Кассеты STERRAD® применяются однократно. Использованные кассеты утилизируются как бытовые отходы. Система автоматически контролирует срок годности кассеты, установленной в стерилизатор.

Условия хранения кассет: температура от + 15° до + 30° С; срок годности составляет 9 месяцев.