

Лавацид-М

СГР BY.50.51.01.002.E.000059.02.16

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, срок годности 5 лет, 1 л

БелАсептика-Дез СООО, Беларусь



Характеристики

Состав	неионогенный ПАВ, комплексообразователь
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Срок годности	5 лет
Фасовка	1 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.1 % - 10 мин (не менее 18 - 35 С)
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.1 %
ПСО в ультразвуковых установках	0.1 % - 10 мин (не менее 18-35 С)

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----