

Шовный материал Ethicon Monocryl

ФСЗ 2007/00529

рассасывающийся, структура мононить, полное
рассасывание 90-120 суток

Ethicon Inc., США



Нить

Способность к деструкции	рассасывающийся
Структура нити	мононить
Состав нити	сополимер гликолида, эpsilon-капролактон
Толщина нити	6/0 (0.7) / 5/0 (1.0) / 4/0 (1.5) / 3/0 (2) / 2/0 (3) / 0 (3.5) / 1 (4) USP (Eur.Ph)
Полное рассасывание	90-120 суток

Описание

Шовный материал Monocryl (Монокрил) – стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный шовный материал.

Полное рассасывание: от 90 до 120 дней.

Материал: сополимер гликолида и epsilon-капролактона.

Показания: Используется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур в общей хирургии, абдоминальной хирургии, акушерстве и гинекологии, урологии а также в пластической хирургии. Оптимально подходит для ушивания кожи, для наложения швов на тонкий и толстый кишечник, брюшину, мочевого пузырь и мочеточники, промежность, влагалище (эпизиотомия), крайнюю плоть (циркумцизия).

Способ применения

Следует выбирать и накладывать швы, учитывая следующие факторы:

- состояние больного
- хирургический опыт
- техника хирургического вмешательства и размер раны.

Противопоказания

- Так как эти шовные материалы являются рассасывающимися, их не следует использовать в тех случаях, где требуется длительное сопоставление тканей под напряжением.

- Неокрашенный Мопосcryl (Монокрил) нельзя применять для закрытия ран брюшной стенки или ушивания тканей фасции.

Побочные реакции

Временное локальное раздражение в месте раны, временная воспалительная реакция на инородные тела, покраснение, отечность и уплотнение в процессе рассасывания субэпителиальных швов. Как и любое другое инородное тело, Мопосcryl (Монокрил) может обострять существующую инфекцию.