

Набор реагентов ЭКОлаб Сифилис-АгКЛ-РМП

ФСР 2011/09957

для открытых систем, диагностикумы, наборы на 500 / 1000 / 2000 исследований

ЭКОлаб ЗАО, Россия



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	диагностикумы
Упаковка	флакон
Фасовка	наборы на 500 / 1000 / 2000 исследований

Дополнительные характеристики

Сифилис-АгКЛ-РМП – набор реагентов антигенкардиолипидный для реакции микропреципитации.

Назначение

Набор Сифилис-АгКЛ-РМП применяется при диагностике сифилиса для исследования плазмы (сыворотки) крови или спинно-мозговой жидкости (СМЖ) человека в реакции микропреципитации (РМП), является модификацией классического кардиолипидного АГ, стабилизирован добавлением холин-хлорида и ЭДТА и не нуждается в ежедневном приготовлении.

Принцип метода

Тест основан на взаимодействии кардиолипидного антигена (АгКЛ), аналогичного липопротеиновому антигену *Treponema pallidum*, с соответствующими антителами (реагинами), которые появляются в плазме (сыворотке) нелеченных больных через 2-3 недели, а в спинно-мозговой жидкости – через 4-8 недель после заражения. Взаимодействие АгКЛ с реагинами приводит к реакции микропреципитации (выпадение хлопьев разной величины) и регистрируется визуально.

Преимущества:

- Не требует разведения.
- Возможность количественного учёта (определение титра АТ);
- Срок годности 1.5 года даже после вскрытия.

Варианты комплектации

Комплект № 1	Комплект № 2
Состав: 1) АгКЛ в этаноле (10 ампул по 2 мл): - кардиолипин 0.03% - лецитин 0.27% - холестерин 0.9% 2) Холин-хлорид 0.9% (2 фл. по 5 мл) <i>в растворе натрия хлористого</i>	Состав: 1) АгКЛ в 10% холин-хлориде: - кардиолипин 0.033% - лецитин 0.27% - холестерин 0.9% - ЭДТА (стабилизатор) - тимеросал (консервант)
Кат. № 03.07 – на 1000 образцов	Исполнение 1 (кат. № 03.07.1) 3 фл. по 5 мл – на 500 образцов Исполнение 2 (кат. № 03.07.2) 6 фл. по 5 мл – на 1000 образцов Исполнение 3 (кат. № 03.07.3) 7 фл. по 10 мл – на 2000 образцов
Возможна дополнительная комплектация набора положительной и отрицательной контрольными сыворотками для диагностики сифилиса а также стеклянными и пластиковыми слайдами для постановки реакции.	

Инструкция Сифилис-АгКЛ-РМП