

Набор реагентов ЭКОлаб Сифилис RPR-тест

ФСР 2007/00406

для открытых систем, диагностикумы, наборы на 100 / 500 определений

ЭКОлаб ЗАО, Россия



Характеристики

Для открытых систем	Да
Назначение	диагностикумы
Упаковка	флакон
Фасовка	наборы на 100 / 500 определений

Дополнительные характеристики

Сифилис RPR-тест – набор реагентов для выявления антител к кардиолипину антигену в реакции флоккуляции.

Назначение

Набор реагентов Сифилис RPR-тест предназначен для качественного и полуколичественного определения неспецифических реакиновых антител при выявлении бактериальной инфекции *Treponema pallidum*, связанной с сифилисом, для серодиагностики сифилиса и контроля результатов его лечения.

Компонент	Комплект № 1 100 тестов	Комплект № 2 500 тестов	Комплект № 3 100 тестов	Комплект № 4 500 тестов
Реагент 1 (PRP-антиген)	1 фл. (2 мл)	5 фл. (по 2 мл)	1 фл. (2 мл)	5 фл. (по 2 мл)
Реагент 2 (K $\square$)	1 фл. (1 мл)	2 фл. (по 1 мл)	1 фл. (1 мл)	2 фл. (по 1 мл)
Реагент 3 (K $\square$)	1 фл. (1 мл)	2 фл. (по 1 мл)	1 фл. (1 мл)	2 фл. (по 1 мл)
Карточки для реакции	10 шт.	50 шт.	10 шт.	50 шт.
Флакон-диспенсер	1 шт.	1 шт.	-	-
Дозирующая игла	1 шт.	1 шт.	-	-

PRP-антиген – водная 0.2% суспензия угольных частиц сенсibilизированных смесью кардиолипина, лецитина и холестерина.

К⁺ (положительная контрольная сыворотка)– жидкая сыворотка крови человека, содержащая антитела к кардиолипиновому антигену в титре не ниже 1:4. Не содержит антитела к вирусу гепатита С, ВИЧ-1, ВИЧ-2, а также HBsAg, инактивированная.

К⁻ (отрицательная контрольная сыворотка) – жидкая сыворотка крови человека, не содержащая антитела к кардиолипиновому антигену. Не содержит антитела к вирусу гепатита С, ВИЧ-1, ВИЧ-2, а также HBsAg, инактивированная.

Карточки для реакции – прямоугольные карточки из плотного картона, на лицевой поверхности которых намечены 12 пронумерованных ячеек диаметром 18-20 мм.

Флакон-диспенсер – флакон из полупрозрачного мягкого эластичного пластика.

Дозирующая игла – игла с тупым концом и канюлей, плотно надевающейся на горловину флакона-диспенсера.

Инструкция Сифилис RPR-тест