

Набор реагентов TS-Фактор VIII

РЗН 2020/13132

система закрытая, для анализаторов Technology Solution

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Technology Solution

Описание

Набор реагентов TS-Фактор VIII предназначен для определения активности фактора VIII в плазме крови на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров Technology Solution. Определение фактора VIII используется для диагностики гемофилии А, для контроля заместительной терапии больных гемофилией А концентратами фактора VIII, а также для диагностики тромбофилии, обусловленной повышенным уровнем фактора VIII.

Каталожный номер: 864

Принцип метода

Определяют время свертывания плазмы крови в смеси, содержащей дефицитную по фактору VIII плазму, разведенную исследуемую плазму и АПТВ-реагент, в присутствии ионов кальция. Количественное определение активности фактора VIII выполняют по графику зависимости активности фактора VIII (в %) от времени свертывания с АПТВ-реагентом.

Область применения набора:

Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина.

Фасовка:

1. АПТВ-реагент (жидкий реагент), 2.5 мл – 1 фл.
2. Кальция хлорид (рабочий раствор), 10 мл – 1 фл.
3. Калибровочная плазма (лиофильно высушенная), на 1 мл – 1 фл.
4. Дефицитная по фактору VIII плазма (лиофильно высушенная), на 1 мл – 3 фл.
5. Трис-буфер (рабочий раствор), 10 мл – 1 фл.