

Набор реагентов TS-Фибриноген

РЗН 2020/12640

система закрытая, для анализаторов Technology Solution, фибрин

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Technology Solution
Параметр определения	фибрин

Описание

Набор реагентов TS-Фибриноген предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови без предварительного разведения исследуемой плазмы на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров Technology Solution. Определение концентрации фибриногена проводится при кровотечениях различной этиологии (при беременности и в родах, на фоне фибринолитической терапии и др.), при воспалительных, аутоиммунных, инфекционно-септических заболеваниях (пиелонефрит, пневмония, перитониты, сепсис, системная красная волчанка и др.).

Принцип метода

Определяется время свертывания цитратной плазмы избытком тромбина в присутствии ингибитора полимеризации фибрина (модифицированный метод Клаусса). Время свертывания при этом зависит от концентрации фибриногена.

Область применения набора:

☐ Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина

Комплектация № 1:

1. Тромбин (лиофильно высушенный реагент), на 10 мл – 5 фл.
2. Растворитель для тромбина, 10.5 мл – 5 фл.

Комплектация № 2:

1. Тромбин (жидкий реагент), 10 мл – 10 фл.