

Набор реагентов Bio-Rad Variant II Turbo HbA1c Kit 2.0 для определения гликогемоглобина

ФСЗ 2011/09246

реагенты, система закрытая, гликогемоглобин, 2500 определений

Bio-Rad Laboratories, США



Характеристики

Тип	реагенты
Для анализаторов	Bio-Rad
Система	закрытая
Параметр определения	гликогемоглобин
Материал исследования	кровь
Количество определений	2500

Дополнительные характеристики

VARIANT II TURBO HbA1c Kit - 2.0 – набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина A1c на закрытой системе Variant II Turbo.

Преимущества

- Минимизация ручного труда
- Стабильные и точные результаты HbA1c с одной калибровкой для каждого картриджа
- Оптимизированное управление запасами с длительным сроком хранения и взаимозаменяемыми буферами

Набор реагентов включает в себя все необходимое для постановки 2500 исследований, в том числе:

- **Праймер – 2 шт.** Каждый флакон содержит лиофилизированный гемолизат человеческих эритроцитов с гентамицином, тобрамицином и ЭДТА в качестве консерванта. Лيوфилизат разводят раствором для промывки и разведения до объема 1.0 мл для каждого флакона.
- **Буфер для элюирования А – 5 шт.** Каждая бутылка содержит 2500 мл буферного раствора перхлората натрия и 0.05% азида натрия в качестве консерванта.
- **Буфер для элюирования В – 1 шт.** Каждая бутылка содержит 2500 мл буферного раствора перхлората натрия и 0.05% азида натрия в качестве консерванта.
- **Набор калибраторов с раствором для разведения – 1 шт.** Каждый набор состоит из двух флаконов калибратора 1, двух флаконов калибратора 2 и 1 флакона раствора для разведения калибраторов. Флаконы с калибратором содержат лиофилизированный гемолизат человеческих эритроцитов с гентамицином, тобрамицином и ЭДТА в качестве консерванта. Лيوфилизат разводят раствором для разведения калибраторов до объема 7.0 мл для каждого флакона. Раствор для разведения калибратора содержит 100 мл

деионизированной воды и 0.05% азиды натрия в качестве консерванта.

- **Компакт-диск** (1 шт) с информацией о параметрах набора реагентов Bio-Rad VARIANT II TURBO HbA1c kit - 2.0.
- **Аналитический картридж – 1 шт.** Ионообменный картридж рассчитан на 2500 исследований, внутренний диаметр 4.6 мм, длина 27.5 мм. С картриджем поставляются 5 префильтров, каждый из которых рассчитан на 500 исследований.
- **Пробирки для проб – 1 уп.** 100 полипропиленовых пробирок с прокалываемыми крышками, 1.5 мл.