

Neodisher MediClean forte / Неодишер Медиклин форте

СГР RU.77.01.34.015.E.007068.10.13

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения, срок годности 2 года, 5 л / 10 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	5% аниогенные ПАВ
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения
Срок годности	2 года
Фасовка	5 л / 10 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.5 - 3 % / 2 - 3 %
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.5 % (при 36 - 55 °C) / 0.5 - 1.0 % (при 50 - 60 °C)

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher MediClean forte - щелочное моющее средство с поверхностно-активными веществами для использования в специализированных моечных машинах.

Надежно удаляет остатки засохшей и денатурированной крови при одновременно высокой степени сохранения инструментария. Содержит водный раствор гидроксида калия (KOH), а также поверхностно-активные вещества, которые предотвращают повторное осаждение остатков протеина и, кроме того, снижают поверхностное натяжение моющего раствора.

Область применения: машинная очистка хирургических инструментов, включая MIC-инструменты и микроинструменты, гибкие эндоскопы, стоматологические инструменты, включая рукоятки и угловые наконечники для бормашины, анестезиологические принадлежности, контейнеры и другие медицинские принадлежности.

Применение / дозировка

Для машинной очистки инструментов	0.5-1.0 объем. % (5-10 мл/л при 50-60°C)
Для машинной очистки эндоскопов	0.5% (5 мл/л при 36-55°C)
Для ручной очистки инструментов	в погружной ванне: 0.5-3 % в ультразвуковой ванне: 2-3 %

Менять используемый раствор как минимум один раз в сутки.

Перед сменой продукта промыть водой дозирующую систему, включая всасывающие шланги.