

Neodisher MediClean / Неодишер Медиклин

СГР RU.77.01.34.015.E.004096.04.11

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, ферментосодержащее, срок годности 2 года, 10 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	5% анионные ПАВ
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да
Срок годности	2 года
Фасовка	10 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.5 - 2 %
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.2 - 1 % (при 40 - 60 °C) / 0.5 %

Показатель концентрации водородных ионов

рН щелочной	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher MediClean - моющее средство для использования в моечных машинах.

Удаляет засохшую и денатурированную кровь, а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и то же время обладает мягким действием на материалы.

Область применения: для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, уголки, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские принадлежности.

Применение / дозировка:

- Для машинной мойки инструментов: 0.2-1.0% (2-10 мл/л) при 40-60°C.
- Для машинной мойки гибких эндоскопов 0.5% (5 мл/л).
- Для ручной мойки: в погружной ванне или УЗ-мойке: 0.5-2%.

Материалы

Нержавеющая сталь, инструментальная сталь, оптика, пластик, материалы, пригодные для анестезиологических принадлежностей, устойчивы к воздействию растворов neodisher MediClean. Анодированный алюминий устойчив к воздействию растворами neodisher MediClean. Тем не менее, термическая дезинфекция и заключительное ополаскивание должно проводиться с деионизированной водой. Цветной анодированный алюминий сначала должен быть протестирован на совместимость с раствором.