

Neodisher MediZym / Неодишер МедиЦум

СГР RU.77.01.34.015.E.004096.04.11

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, ферментосодержащее, срок годности 2 года, 5 л

Dr. Weigert Systematic Hygiene, Германия



Характеристики

Состав	анионные ПАВ, ферменты
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да
Срок годности	2 года
Фасовка	5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.5 % - 30 мин (не менее 18 - 45 C) / 2.0 % - 20 мин (не менее 18 - 45 C)
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.2 %
ПСО в ультразвуковых установках	0.5 % - 10 мин (не менее 18 - 45 C) / 2.0 % - 5 мин (не менее 18 - 45 C)

Показатель концентрации водородных ионов

рН нейтральный	Да
----------------	----

Дополнительные характеристики

Neodisher MediZym - жидкое pH-нейтральное моющее средство, для использования в специальных моющих машинах.

Высохшие загрязнения а также свернувшаяся кровь удаляется при помощи Neodisher MediZym без малейшего вреда для материалов из которых изготовлен инструмент.

Нержавеющая сталь, инструментальная сталь, легкие металлы, стекло, пластик и материалы оборудования для анестезии и гибких эндоскопов устойчивы к воздействию рабочих растворов neodisher mediZym.

ПРИМЕНЕНИЕ

В моечных машинах	
Мойка инструмента	0.2-1% (2-10 мл/л) при 40-50°C
Мойки гибких эндоскопов	0.5% (5мл/л)
Ручная мойка	
Погружные ванны	0.5-2%, 20-30 мин
УЗ-ванны	0.5-2%, 5-10 мин

Моющий раствор может подогреваться до 45°C.

Рабочий раствор необходимо менять не реже, чем раз в день.

После использования раствор Neodisher mediZym необходимо смывать соответствующими ополаскивателями.

Срок хранения: 2 года.