

Ортез (фиксирующая шина) коленного сустава ORTEX 03

ФСЗ 2010/08003

ортез / шина, для нижних конечностей, фиксация
ремень с текстильной застежкой, размер XXS / XS / S /
M / L / XL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	дюралюминий / трикотажное полотно
Размер	XXS / XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез используется для фиксации коленного сустава в полной экстензии после травм связок коленного сустава и после операций в области коленного сустава. Полностью заменяет гипсовую фиксацию.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Шина состоит из трех частей текстильных элементов, устанавливаемых на окружность конечности с помощью текстильных застежек. Армирование обеспечено двумя боковыми и двумя задними дюралюминиевыми рейками. Три крепежных ремня с текстильными застежками на бедренной и три на берцовой части обеспечивают возможность легкого наложения и хорошую долговременную позицию ортеза. Внутренняя часть текстильных элементов из махрового трикотажа. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Шина состоит из трех частей текстильных элементов, устанавливаемых на окружность конечности с помощью текстильных застежек. Армирование обеспечено двумя боковыми и двумя задними дюралюминиевыми рейками. Внутренняя часть текстильных элементов из махрового трикотажа.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.