

Ортез (фиксирующая шина) коленного сустава (с флексией 20 г) ORTEX 05

ФСЗ 2010/08003

ортез / шина, для нижних конечностей, фиксация
ремень с текстильной застежкой, размер XXS / XS / S /
M / L / XL

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	дюралюминий / трикотажное полотно
Размер	XXS / XS / S / M / L / XL

Дополнительные характеристики

Показания: Ортез используется для неподвижной фиксации коленного сустава после травм связок коленного сустава и после операций в области коленного сустава. Главной выгодой данной шины является физиологическое положение сустава, в котором связки не напряжены. Вырез в текстиле должен находиться в области коленной чашечки. Затягивание проводится путем дотяжки ремней.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Шина состоит из трех частей текстильных элементов, устанавливаемых на окружность конечности с помощью разъединения текстильных застежек. Армирование обеспечено двумя боковыми и двумя задними дюралюминиевыми рейками. Три крепежных ремня с текстильными застежками на бедренной и три на берцовой части обеспечивают возможность легкого наложения и хорошую долговременную позицию ортеза. Внутренняя часть текстильных элементов из махрового трикотажа. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Шина состоит из трех частей текстильных элементов, устанавливаемых на окружность конечности с помощью разъединения текстильных застежек. Армирование обеспечено двумя боковыми и двумя задними дюралюминиевыми рейками. Внутренняя часть текстильных элементов из махрового трикотажа.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40° C, без отжима. При стирке необходимо вынуть все металлические части. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.