

Ортез лучезапястный OPPO Medical 2082

ФСЗ 2011/11093

ортез, для верхних конечностей, фиксация застежка
контакт, размер S 140 - 159 мм / M 165 - 184 мм / L 191
- 210 мм / XL 216 - 235 мм / XXL 241 - 260

OPPO Medical Corp., Тайвань (Китай)



Характеристики

Вид	ортез
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт
Материал	нейлон / неопрен / хлопок
Размер	S 140 - 159 мм / M 165 - 184 мм / L 191 - 210 мм / XL 216 - 235 мм / XXL 241 - 260

Дополнительные характеристики

Назначение

Стабилизация, фиксирование лучезапястного сустава в период ранней реабилитации после травм и операций.

Показание

Повреждение связочного аппарата, повреждение сухожилий, «туннельный синдром», нестабильность лучезапястного сустава.

Материал

Хлопок, нейлон, металлическая шина, застежка (липучка).

Применение

Использовать изделие исключительно по назначению.

Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего врача.

При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему врачу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов.

Не рекомендуется надевать ортез после нанесения на кожу согревающего крема или мази.

Рекомендации по уходу за изделием

Стирать в прохладной воде, не использовать отбеливающих средств, не гладить, не подвергать химической чистке.

Перед стиркой следует застегнуть все застежки и удалить все вынимаемые шины.

Рекомендуется использовать специальный мешок для стирки.

Отжать мокрое изделие и оставить сушиться (не сушить вблизи нагревательных приборов)