

## Средство дезинфицирующее Пероксин ПЛЮС

СГР RU.77.99.88.002.E.006541.08.14

дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН +  
ПСО / ДВУ / стерилизация, концентрат, основное АДВ  
пероксид водорода, рабочий раствор 14 суток, срок  
годности 1 год, фасовка 1 л / 5 л

Инкраслав ПТУП, Беларусь



### Общие параметры

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Назначение                      | дезинфекция поверхностей / дезинфекция ИМН + ПСО / ДВУ / стерилизация |
| Форма выпуска                   | концентрат                                                            |
| Основное АДВ                    | пероксид водорода                                                     |
| Состав                          | ПГМГ - 2,5%, перекись водорода - 10%, ингибитор коррозии              |
| Срок годности рабочего раствора | 14 суток                                                              |
| Срок годности концентрата       | 1 год                                                                 |
| Фасовка                         | 1 л / 5 л                                                             |

### Дезинфекция поверхностей (режимы)

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Бактерицидный   | 0.05% - 120 мин / 0.1% - 90 мин / 0.3% - 60 мин / 0.5% - 30 мин / 1.0% - 15 мин |
| Вирулицидный    | 1.0% - 60 мин / 1.5% - 30 мин / 2.0% - 15 мин                                   |
| Туберкулоцидный | 1.5% - 60 мин / 2.0% - 30 мин / 2.5% - 15 мин                                   |

### Дезинфекция ИМН (режимы)

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Вирулицидный (ИМН + ПСО) | 1.5% - 60 мин / 2.0% - 30 мин / 2.5% - 15 мин |
|--------------------------|-----------------------------------------------|

### ДВУ и стерилизация (режимы)

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Дезинфекция высокого уровня | 4.0% - 60 мин / 5.0% - 30 мин / 7.0% - 15 мин / 8.0% - 5 мин |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|

Стерилизация

6.0% - 30 мин / 8.0% - 15 мин / 10.0% - 5 мин

Дополнительные параметры

---

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Дерматофиты                       | Да |
| Возбудители паразитарных болезней | Да |
| Биологические выделения           | Да |