

Пессарий маточный Юнона

ФСЗ 2011/11210

урогинекологический, чашечный, тип 1 (63 мм) / тип 2 (68 мм) / тип 3 (73 мм)

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	чашечный
Размер	тип 1 (63 мм) / тип 2 (68 мм) / тип 3 (73 мм)

Дополнительные характеристики

Пессарии маточные (маточные кольца) «Юнона» применяются для нехирургического лечения опущения и выпадения матки. Пессарий имеет блюдцеобразную форму с большим центральным отверстием и многочисленными отверстиями по периферии. Изготавливается из эластичного биологически инертного полимерного материала.

Преимущества:

- По сравнению с подобными изделиями из резины, эластичные маточные пессарии Юнона гораздо реже вызывают воспаление и более долговечны.
- Гибкий, при нагревании до температуры тела приобретает оптимальную мягкость.
- Физические свойства материала сохраняются после многократной дезинфекции, что делает возможным неоднократное применение пессария.

Пессарии «Юнона» выпускаются 3-х размеров:

	Кат. №	Наружный диаметр	Проявления пролапса гениталий
Пессарий маточный «Юнона» тип 1	017	63 мм	Начальные (I ст.)
Пессарий маточный «Юнона» тип 2	018	68 мм	Умеренно выраженные (II-III ст.)
Пессарий маточный «Юнона» тип 3	019	73 мм	Тяжелые (III ст.)

Размер пессария подбирается индивидуально. Слишком большой пессарий будет оказывать чрезмерное давление на стенки влагалища, а слишком маленькое маточное кольцо может выпасть.

Общие рекомендации по применению пессария Юнона:

1. Женщине рекомендуется пройти гинекологический осмотр до установки pessaria для исключения воспалительных заболеваний половых органов.
2. Влагалищный pessary вводится с соблюдением правил асептики и антисептики. Рекомендуется нанести лубрикант перед введением.
3. После введения pessaria, необходимо проверить не испытывает ли пациентка болей, и не выпадает ли pessary при натуживании. Правильная установка маточного pessaria – гарантия его эффективности и лечения выпадения и опущения матки.
4. Рекомендуется проходить гинекологический осмотр каждые 2 недели в течении первых 4-х недель после установки pessaria (для оценки эффективности лечения).
5. Для очистки маточное кольцо можно промывать в кипятке (кипятить) или обрабатывать антисептиком.