

Пластырь-повязка ГалтеяФарм послеоперационный

РЗН 2017/6364

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см,
паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 10
шт.

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	10 шт.

Описание

Назначение: используется для первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), защиты шва от дополнительного травмирования и инфекции, впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов.

Размеры и количество в упаковке:

- 9×10 см (10 шт. / 260 шт.)
- 9×15 см (10 шт. / 220 шт.)
- 9×20 см (10 шт. / 160 шт.)
- 9×25 см (10 шт. / 130 шт.)
- 9×30 см (10 шт. / 120 шт.)

Рекомендации по использованию: подобрать размер пластыря-повязки в соответствии с размером кожного повреждения. Вскрыть бумажную упаковку, вынуть пластырь-повязку. Снять защитную бумагу с его поверхности, не прикасаясь к стерильной абсорбирующей подушечке. Подушечку приложить к ране так, чтобы она полностью закрывала место обработки раны или шва, а липкую часть пластыря-повязки приклеить к сухой чистой коже, разгладить и слегка прижать пальцами.

Основные характеристики:

- стерильный;
- гипоаллергенный;
- паропроницаемая микропористая нетканая основа;
- легко и плотно фиксируется;
- не оставляет следов клея на коже после удаления;
- не прилипающая к ране абсорбирующая подушечка;
- безболезненно снимается;
- индивидуальная упаковка.

Клеевая масса: клей-расплав на основе синтетического каучука с цинка оксидом.

Срок годности: 5 лет.