

Пластырь фиксирующий ГалтеяФарм Липкий бинт

РЗН 2017/6364

липкий бинт, хирургический, нестерильный, основа нетканая, 10 см × 2 м / 5 см × 10 м / 10 см × 10 м / 15 см × 10 м / 20 см × 10 м, паропроницаемый, гипоаллергенный

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



Характеристики

Исполнение	липкий бинт
Тип	хирургический
Вид	нестерильный
Основа	нетканая
Размер	10 см × 2 м / 5 см × 10 м / 10 см × 10 м / 15 см × 10 м / 20 см × 10 м
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Современное перевязочное средство, сочетающее в себе адгезионную способность лейкопластыря, воздухопроницаемость и мягкость бинта за счет использования нетканой микропористой основы.

Назначение: используется для сплошной фиксации всех видов повязок на послеоперационных и раневых поверхностях (в том числе на больших поверхностях), сложных повязок на суставах, подвижных и округлых частях тела; для закрепления катетеров, трубок и других медицинских устройств.

Размеры и количество в упаковке:

- 10 см × 2 м (80 шт.)
- 5 см × 10 м (60 шт.)
- 10 см × 10 м (30 шт.)
- 15 см × 10 м (22 шт.)
- 20 см × 10 м (15 шт.)

Рекомендации по использованию: открыть упаковку, вынуть пластырь-повязку, отрезать полосу необходимого размера. Снять защитную бумагу с его поверхности. Клейкой стороной наложить на повязку, приклеить к сухой чистой коже, разгладить и слегка прижать пальцами. Не следует заклеивать даже мелкие ранки и царапины без марлевой подкладки.

Основные характеристики:

- гипоаллергенный;
- паропроницаемая микропористая нетканая основа;
- высокая степень адгезионной характеристики;
- легко и надежно фиксируется;
- не вызывает мацерации;
- отсутствуют болевые ощущения при снятии пластыря-повязки;
- не оставляет следов клея на коже после удаления.

Клеевая масса: клей-расплав на основе синтетического каучука с цинка оксидом (наличие цинка оксида в составе клеевой массы обеспечивает минимальный риск возникновения раздражения после использования пластыря) или гипоаллергенный акриловый клей.

Срок годности: 5 лет.