

Пленка рентгеновская Dentix D

ФСЗ 2010/06328

стоматологическая, интраоральная,
синечувствительная, размер 22×35 мм / 30.5×40.5 мм,
листов 1 шт. / 2 шт.

Foma Bohemia spol. s r.o., Чехия



Характеристики

Назначение	стоматологическая
Рентгенография	интраоральная
Тип пленки	синечувствительная
Размер	22×35 мм / 30.5×40.5 мм
Основа	полиэфир
Количество листов	1 шт. / 2 шт.

Дополнительные характеристики

Дентальная внутриротовая рентгеновская пленка DENTIX D - рентгеновская плёнка средней чувствительности (согласно ISO классу D), отличающаяся высокой контрастностью, малой зернистостью изображения, высоким качеством изображения и отличной разрешающей способностью. Эта плёнка предназначена для использования в стоматологической диагностике при интераоральной съёмке.

Основа:
DENTIX D изготавливается на голубой полиэфирной основе толщиной 0.175 мм. Плёнка с обеих сторон покрыта защитными слоями, предохраняющими её от механических повреждений и от электростатических разрядов.

Формат ISO	Формат	Листов в пакете	Пакетов в упаковке
0	22.0×35.0 мм	1	100
2	30.5×40.5 мм	1	150
2	30.5×40.5 мм	2	130

Хранение:
Плёнку необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре 10-25 °С и относительной влажности не выше 40-60 %, недопустимо проникновение вредных газов и ионизирующего излучения. Те же условия применяются к транспорту. Если это невозможно по техническим причинам, температура и влажность могут быть повышены до 50 °С или выше 80 % на весь период до 168 часов; это также относится к снижению

температуры и влажности до -15 °С, или 10 %. Если разница между температурой хранения и температурой использования плёнки превышает 15 °С, установите плёнке заданную температуру не менее 3 часов до использования.