

Пленка рентгеновская Agfa Curix RP-1

ФСЗ 2008/03010

для общей рентгенографии, синечувствительная,
мокрая проявка, размер 130×180 мм / 150×300 мм /
150×400 мм / 180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм /
240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм,
листов 100 шт.

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	синечувствительная
Тип проявки	мокрая
Размер	130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм
Основа	полиэстер
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Agfa Curix RP-1 - рентгеновская плёнка для общей радиологии.

Спектр чувствительности: чувствительность в синей и ультрафиолетовой части спектра.

Контраст: высокий.

Есть наличие антистатического слоя.

Минимальная оптическая плотность (уровень вуали): 0,20. Максимальная оптическая плотность: 4,0.

Основа: полиэстер голубого цвета.

Есть защитный верхний слой он гарантирует сопротивляемость против царапин и воздействия влаги.

Не рекомендуется длительное рассматривание плёнки в негатоскопе. Также, не рекомендуется деформация плёнки: давление, сгибание, выпучивание и скручивание в рулон.

Срок годности до использования: 2.5 года.

Срок годности после использования: от 20 лет.

В упаковке: 100 листов.

Требования к тёмной комнате: необходимо использование специального красного защитного фильтра в сочетании матовой лампой 15-Ватт расположенной как минимум на расстоянии 1,2 метра от рабочей зоны разгрузки / загрузки.

Хранение:

Температура хранения: 21°C.

Влажность воздуха: 35 - 55%.

Не рекомендуется длительное хранение плёнки при температуре превышающей 21°C.

Готовый снимок рекомендуется хранить в бумажном конверте в горизонтальном положении.

Неизрасходованную плёнку рекомендуется хранить в вертикальном положении упаковки (на торце).

Рекомендуется хранить рентгеновскую плёнку в специальном сухом и прохладном месте. Место должно быть защищено от воздействия рентгеновских лучей. Также в месте хранения плёнки должны быть исключены химические пары.