

Пленка рентгеновская Carestream Retina XOE X-RAY

ФСЗ 2010/06307

для общей рентгенографии, синечувствительная,
размер 130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм /
180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм /
300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм, листов 50 шт.



Carestream Health Inc., США

Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	синечувствительная
Размер	130×180 мм / 150×300 мм / 150×400 мм / 180×240 мм / 180×430 мм / 200×400 мм / 240×300 мм / 300×400 мм / 350×350 мм / 350×430 мм
Количество листов	50 шт.

Дополнительные характеристики

RETINA XOE Wet film - усовершенствованная рентгеновская пленка разработана для различных применений при общих рентгенографических исследованиях. Пленка RETINA XOE et al., В сочетании с вольфрамом кальция и усиливающими экранами из редкоземельных элементов, излучающих УФ / синий свет, подходит для использования в классах скорости 100-800 в соответствии с DIN 6867.

Характеристика продукта

RETINA XOE Wet film - это полноскоростная медицинская Wet-пленка с двусторонним покрытием, чувствительная к синему цвету, для использования с усиливающими экранами, излучающими синий свет. Он нанесен на полиэфирную основу синего оттенка. В пленке используется эмульсионная технология T-GRAIN, которая снижает степень пересечения экранного света, что приводит к повышению резкости изображения. Он предназначен для машинной обработки стандартного цикла. RETINA XOE Wet film соответствует требованиям ISO 4090.

Обработка

RETINA XOE Wet Film можно использовать в автоматических системах загрузки и в кассетных устройствах. Пленку предпочтительно обрабатывать в автоматических циклах обработки продолжительностью 90 секунд или более с использованием стандартных химикатов для обработки, таких как химикаты для обработки RETINA XCE / XCF или другие химические вещества под маркой компании.

Влажная пленка RETINA XOE обеспечивает оптимальные сенситометрические результаты с процессором X-OMAT 5000 RA и технологией обработки RETINA XCE / XCF за 90 секунд при температуре 35 ° С. При использовании других систем обработки оптимальные условия обработки должны определяться

пользователем. Рекомендуется использование GBX-2 или аналогичного фильтра Safelight с матовой 15-ваттной лампой, расположенной в потолочном приспособлении на расстоянии не менее 1.22 метра (4 фута) от пленки.

Умение обращаться

Мокрая рентгеновская пленка обычно чувствительна и склонна к появлению артефактов.

Осторожно берите пленку за края, чтобы избежать физических деформаций, таких как давление, складки или коробление.

Руки должны быть чистыми, сухими, без лосьонов и других загрязнений.

Транспортировка и хранение

Не подвергавшаяся воздействию RETINA XOE пленка должна транспортироваться и храниться при 10–24 ° C, относительной влажности 30–50% и должным образом защищена от рентгеновских лучей, гамма-лучей или другого проникающего излучения. Открытые пленки следует хранить в прохладном, сухом месте, должным образом защищенным от проникающего излучения. Обнаженные пленки следует обработать как можно скорее после экспонирования.

Пленку следует использовать до истечения срока годности, указанного на коробке с номером партии.

Не использовать повторно. Пленка - это одноразовый медицинский прибор.