

Пленка рентгеновская Lucky Healthcare KX 123

РЗН 2019/8555

для общей рентгенографии, синечувствительная,
мокрая проявка, размер 127×305 мм / 203×254 мм /
254×305 мм / 279×356 мм / 305×381 мм / 356×356 мм /
356×432 мм, листов 100 шт.

Lucky Healthcare Co., Ltd., Китай



Характеристики

Назначение	для общей рентгенографии
Тип пленки	синечувствительная
Тип проявки	мокрая
Размер	127×305 мм / 203×254 мм / 254×305 мм / 279×356 мм / 305×381 мм / 356×356 мм / 356×432 мм
Количество листов	100 шт.

Дополнительные характеристики

Плѐнка рентгеновская медицинская Lucky Healthcare KX 123 используется для исследования заболеваний или аномалий внутренних органов, костей или мягких тканей, дает достоверную информацию для клинической диагностики. Плѐнка имеет чувствительные эмульсионные слои с обеих сторон синего полиэфирного основного листа и должна использоваться с синим излучающим усиливающим экраном. Плѐнка отличается высокой чувствительностью, умеренной контрастностью, обильной градацией, хорошей четкостью и низким уровнем тумана.

Обработка:

Эта плѐнка предназначена для автоматической или ручной обработки за 90 секунд. Первый рекомендуется с удачными обрабатывающими химикатами G-30 или G-31, которые развивают 33,8 □ за 23 секунды. Другой процессор со временем обработки 120 с, 150 с, рекомендуется с другими эквивалентными химическими веществами, такими как Lucky G-30 или G-31. При ручной обработке рекомендуется проявитель Kodak D-19B с фиксатором Lucky F-5 или порошкообразный химикат Lucky G-39. В этом случае плѐнку нужно проявить при температуре 20 □ в течение 5 минут, закрепить за 5 минут, промыть 3-5 минут и высушить.

Размеры:

- 127×178 мм;
- 203×254 мм;
- 254×305 мм;
- 279×356 мм;

305×381 мм;
356×356 мм;
356×432 мм.