

Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed Paradigm MMT-715

ФСЗ 2011/10170

инсулиновая помпа, режим базальный, тип инсулина короткий / ультракороткий, время базального интервала от 30 мин до 24 часов, шаг базального инсулина 0.05 ед., будильник, блокировка клавиатуры, память, пульт ДУ, система оповещений



Medtronic MiniMed, США

Характеристики

Тип	инсулиновая помпа
Режим	базальный
Тип инсулина	короткий / ультракороткий
Система сигнализации	вибрация / звук
Длительность базального интервала	от 30 мин до 24 часов
Профили базального инсулина	48
Шаг базального инсулина	0.05 ед.
Автоматическое введение катетера	Да
Будильник	Да
Блокировка клавиатуры	Да
Память	Да
Пульт ДУ	Да
Резервуар	Да
Система оповещений	Да
Размеры	51×20×94 мм
Масса	108 г

Описание

Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed Paradigm MMT-715 выполняет дозированную подачу инсулина в инфузионных системах с целью постоянного поддержания уровня сахара в крови на необходимом уровне.

Больше гибкости и свободы в повседневной жизни

- **До 48 базальных доз** в сутки позволяют удовлетворить изменяющиеся потребности организма в инсулине на протяжении дня и ночи.
- **3 базальных профиля** дают возможность компенсировать временные изменения активности, такие как спорт, изменение режима сна в выходные дни, менструальный цикл и т.д.
- **Временная базальная доза** позволяет мгновенно изменять базальный инсулин в случае незапланированных физических нагрузок или непредвиденных ситуаций.

Простое и точное введение болюсов

- **Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®)** рассчитывает болюс инсулина на прием пищи или для коррекции высокого уровня глюкозы в крови. Она учитывает количество активного инсулина от предыдущих болюсов и до 8 настроек целевых показателей уровня глюкозы в крови, коэффициентов чувствительности к инсулину и углеводных коэффициентов. После настройки «Помощника болюса» для введения болюса достаточно нажать кнопку «В» и ввести уровень глюкозы в крови и количество пищи.
- **3 типа болюса** (стандартный, квадратной волны и двойной волны) позволяют выбрать режим введения болюса с учетом особенностей принимаемой пищи.

Оптимизация терапии

- Онлайн-программа **CareLink® Personal** генерирует подробные отчеты для выявления проблем и может помочь снизить уровень HbA1c.
- **Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови** можно установить на срок от 30 минут до 5 часов после введения болюса.
- **8 настраиваемых напоминаний** помогут не забыть измерить уровень глюкозы в крови, поесть, ввести болюс и т.д.