

Пластырь-повязка 3M Tegaderm Hydrocolloid

ФСЗ 2010/07270

повязка, хирургический, противопрлежневый,
стерильный, основа пленочная, 10×10 см / 10×12 см /
13×15 см, паропроницаемый, гипоаллергенный

3M Health Care, США



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противопрлежневый	Да
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	10×10 см / 10×12 см / 13×15 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

3M Tegaderm Hydrocolloid представляют собой полупроницаемые абсорбирующие раневые повязки, состоящие из гипоаллергенного гидроколлоидного адгезива, покрытого слоем прозрачной адгезивной пленки Tegaderm. Наружная пленка проницаема для водяных паров, но является барьером для жидкости, бактерий и вирусов.

В ране повязка взаимодействует с раневой жидкостью с образованием мягкой полупрозрачной массы.

Поддерживает естественную влажную среду заживления раны.

Предназначена для ран с количеством экссудата от малого до умеренного.

Tegaderm Hydrocolloid применяется для поверхностных, неглубоких ран, сухих или с малым количеством отделяемого, с частичным поражением толщи кожи, кожных язв и кожных разрывах, защиты хрупкой или свежезажившей кожи.

Размеры:

- 10×10 см (квадрат)
- 10×12 см (впитывающая часть 7×9 см)
- 13×15 см (впитывающая часть 10×12 см)

Преимущества:

- Может оставаться на ране до 7 суток.
- Представлена **в трех удобных формах разных размеров**: овальная, квадратная и сакральная (для области крестца).
- Быстро впитывает, не разбухает и не протекает.
- Поддерживает естественную влажную среду заживления раны.
- Гладкая поверхность предотвращает механическое натяжение кожи из-за трения; можно применять для защиты интактной кожи от повреждения – Tegaderm Hydrocolloid
- Защищает от внешней контаминации и позволяет пациенту принимать душ, ванну.
- Высокая проницаемость для водяного пара предотвращает мацерацию кожи.
- Не оставляет резидуальных остатков в ране, ускоряя смену повязки и предотвращая охлаждение раны.
- Может быть использовано как первичное покрытие на хирургическую рану либо как вторичное покрытие поверх альгинатов и гидрогелей.

Область применения:

- Пролежни 2-ой стадии с количеством экссудата от минимального до умеренного.
- Венозные язвы нижних конечностей.
- Артериальные язвы с количеством экссудата от минимального до умеренного.
- Нейропатические (диабетические) язвы с количеством экссудата от минимального до умеренного.
- Ожоги 1-ой и 2-ой степени.
- Рваные раны и ссадины.
- Разрывы кожи.

Противопоказания: не выявлены.