

Пробирка вакуумная Improvacuter с активатором свертывания и гелем

ФСЗ 2010/06624

активатор свертывания и гель, объем 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 8.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с активатором свертывания и разделительным гелем применяются для исследования сыворотки крови.

Характеристики:

- покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения свертывания крови;
- время свертывания от 10 до 30 минут;
- гель обеспечивает разделение сыворотки и форменных элементов крови;
- центрифугировать не позднее, чем через 2 часа после взятия крови;
- объем сыворотки в пробирках с гелем больше, чем в стандартных пробирках, за счет более четкого отделения сгустка.

Наполнитель: активатор образования сгустка (сухой SiO₂) + разделительный гель.

Центрифугирование: 1800 g, 10 минут.

Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология.

Срок хранения: 18 месяцев.

Типы крышек:



Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
3	13×75	Активатор свертывания + гель	SCA
3.5		Активатор свертывания + гель	
4		Активатор свертывания + гель	
3	13×100	Активатор свертывания + гель	
4		Активатор свертывания + гель	
5		Активатор свертывания + гель	
6		Активатор свертывания + гель	
7		Активатор свертывания + гель	
8	16×100	Активатор свертывания + гель	SCB
8.5		Активатор свертывания + гель	