

Пробирка вакуумная Lind-Vac с активатором свертывания и гелем

РЗН 2020/12158

активатор свертывания и гель, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 /
3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 8.5 мл, размер 13×75 мм /
13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код желтый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 8.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	желтый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с активатором свертывания и разделительным гелем предназначены для исследования сыворотки. В качестве активатора используется диоксид кремния и биологически инертный олефиновый гель. Гель обеспечивает **разделение сыворотки и сгустка до 48 часов** без повторного центрифугирования. После взятия пробы крови в вакуумные пробирки с гелем, ее следует перемешать путем переворачивания 5-6 раз.

Гель – специальный материал, предназначенный для образования стойкого барьера между клеточными компонентами крови и сывороткой во время центрифугирования. Устойчивый барьер образуется через 5 минут после окончания центрифугирования пробы.

Активатор свертывания – кремнезем в количестве, обеспечивающем полное свертывание крови в течение 30 мин. Объем сыворотки в пробирках с гелем больше, чем в стандартных пробирках, за счет более четкого отделения сгустка.

Область применения: исследования сыворотки в клинической химии, иммунологии, серологии, электрофорез белков.

Материал для исследования: сыворотка крови.

Время полного свертывания: от 10 до 30 минут.

Центрифугирование: 1800-2000 g в течение 10 минут.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1 мл	13×75 мм	активатор свертывания и разделительный гель	AG1102	100 шт.
2 мл			AG1202	100 шт.
3 мл			AG1302	100 шт.
3.5 мл			AG1352	100 шт.
3 мл	13×100 мм		AG2302	100 шт.
4 мл			AG2402	100 шт.
5 мл			AG2502	100 шт.
6 мл			AG2602	100 шт.
8 мл	16×100 мм		AG3802	50 шт.
8.5 мл			AG3852	50 шт.