

Пробирка вакуумная Lind-Vac с активатором свертывания

РЗН 2020/12158

активатор свертывания, объем 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 /
6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл, размер 13×75 мм / 13×100
мм / 16×100 мм, цветовой код красный, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Объем	1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	красный
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с активатором свертывания покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения свертывания крови. В качестве активатора используется диоксид кремния (активатор образования сгустка). Получение сыворотки крови является результатом двухступенчатого биохимического процесса: свертывания (коагуляции) крови и ретракции (уплотнения) сгустка.

Сыворотка – это субстанция, освобожденная от факторов свертывания, но содержащая осколки тромбоцитов и продукты метаболизма. После взятия пробы крови в вакуумную пробирку, ее следует осторожно перемешать путем переворачивания 5-6 раз.

Область применения: исследования сыворотки в клинической химии, иммунологии, серологии, электрофорез белков.

Материал для исследования: сыворотка крови.

Время полного свертывания: от 10 до 30 минут.

Центрифугирование: 1500-1800 g в течение 10 минут (прежде чем центрифугировать пробирки с сывороткой, необходимо дождаться полного свертывания крови).

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1 мл	13×75 мм	активатор свертывания	AE1102	100 шт.
2 мл			AE1202	100 шт.
3 мл			AE1302	100 шт.
4 мл			AE1402	100 шт.
3 мл	13×100 мм		AE2302	100 шт.
4 мл			AE2402	100 шт.
5 мл			AE2502	100 шт.
6 мл			AE2602	100 шт.
7 мл			NE2702	100 шт.
8 мл	16×100 мм		AE3802	50 шт.
9 мл			AE3902	50 шт.
10 мл			AE3102	50 шт.