

Пробирка вакуумная Lind-Vac с тромбином и гелем

РЗН 2020/12158

тромбин, объем 2.0 / 4.0 / 5.0 / 8.0 / 9.0 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой код
оранжевый, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	тромбин
Объем	2.0 / 4.0 / 5.0 / 8.0 / 9.0 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	оранжевый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с тромбином и разделительным гелем используются для любых лабораторных исследований (клиническая химия, иммунология, серология, электрофорез белков), особенно для экспресс-тестов. Гель обеспечивает разделение сыворотки и сгустка в течение 48 часов без дополнительного центрифугирования.

- Внутренняя поверхность пробирки обработана активатором свертывания (тромбином), который способствует быстрому образованию тромба и ускоренному процессу тромбообразования.
- Пробирки также содержат инертный олефиновый гель. Плотность этого материала ниже, чем у кровяного сгустка, но выше, чем у сыворотки. Во время центрифугирования гель формирует стабильный барьер, отделяющий сыворотку от фибрина и клеток, облегчает взятие сыворотки. В пробирках с тромбином и гелем получается более очищенная сыворотка, чем в обычных пробирках.

Область применения: быстрые тесты сыворотки в клинической химии, иммунология, серология.

Материал для исследования: сыворотка крови.

Время свертывания крови: 3-5 минут.

Центрифугирование: 1300-1500 g в течение 10 минут.

После взятия пробы крови в вакуумные пробирки с тромбином, ее следует перемешать путем переворачивания 5-7 раз.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
2 мл	13×75 мм	тромбин и гель	BG1202	100 шт.
4 мл			BG1402	100 шт.
5 мл	13×100 мм		BG2502	100 шт.
8 мл	16×100 мм		BG3802	50 шт.
9 мл			BG3902	50 шт.