

Радиоволновой генератор Ellman Surgitron Pelleve S5 IEC

РЗН 2020/11551

радиохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 1.7 / 4.0 МГц

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Область применения	косметология / эстетическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	1.7 / 4.0 МГц
Выходная мощность	Выходная мощность в режиме незатухающей волны (CUT): 120 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Размеры	280×178×413 мм
Масса	11 кг

Дополнительные характеристики

Прибор электро-радиохирургический Сургитрон 4.0 МГц Pelleve S5-IEC используется в косметологии для выполнения эксклюзивной технологии безоперационной подтяжки кожи Pelleve™

Pelleve - это современная технология безоперационной объемной подтяжки кожи и лечения морщин с использованием полностью выпрямленных и фильтрованных (вместо импульсных) высокочастотных радиоволн 4.0 МГц. Технология предназначена для нехирургического омоложения и лечения морщин I и II степени кожи лица и шеи, а также лифтинга дряблой и обвисшей кожи различных частей тела.

Прибор имеет четыре выходных формы волны:

Режим «CUT» (Разрез) - непрерывная гармоническая форма волны со средней мощностью, равной максимальной без какой-либо значительной модуляции.

Режим «BLEND» (Смесь: разрез и коагуляция) - сильно модулированная огибающая форма волны с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности приблизительно 50 ед.. Модуляция происходит при 120 или 100 Гц.

Режим «COAG» (Коагуляция) - сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности приблизительно 35 ед. Модуляция происходит при 60 или 50 Гц.

Режим «FULGURATE» (Фульгурация) - сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед. или менее. Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц.